



# Vcheck

**Mais preciso do que nunca.**  
100 vezes mais sensível que os testes rápidos.




# Detecção usando Fluorescência: Sensibilidade/Especificidade superior.

Obtenha o diagnóstico correto por interpretação de resultados precisos.



## Complexos fluorescentes mais poderosos: Európio.

Quando os complexos fluorescentes comuns são usados para medição, os resultados podem ser propensos a erros devido a sobreposição entre os comprimentos de ondas estimulantes e emitidos. O Európio oferece resultados mais precisos, uma vez que os comprimentos de ondas de luz estimulantes e emitidas não se sobrepõem.



## Exatidão incomparável com complexos fluorescentes.

Vcheck aproveita os complexos fluorescentes do Európio. Resultados mais específicos são obtidos usando estes complexos fluorescentes, com apenas uma pequena diferença entre o valor real e o valor mensurado.



## Menu de testes

### MARCADORES INFLAMATÓRIOS:

- PCR (Proteína C-Reativa) canino
- SAA (Soro Amilóide A) felino

### MARCADORES PANCREÁTICOS:

- CPL (Lipase pancreática canina)
- FPL (Lipase pancreática felina)

### MARCADORES HORMONAIS:

- Cortisol
- T4
- Progesterona
- TSH

### MARCADORES IMUNOLÓGICOS:

#### Felino

- Herpesvírus felino Ab
- Vírus da Panleucopenia felina Ab
- Calicivírus felino Ab

#### Canino

- Parvovírus canino Ab
- Vírus da Cinomose canina Ab
- Vírus da Hepatite Infecciosa canina Ab

### MARCADOR RENAL:

- SDMA (Dimetilarginina simétrica)

### MARCADORES CARDÍACOS:

- D-Dímero (Trombose)
- TnI (Troponina I)
- NT pro-BNP

