



Vcheck

**Analizador de Imunoensaio Fluorescente
para especialidades veterinárias**

www.ecodiagnosticavet.com.br

BIONOTE

eco
DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO

VANTAGENS



Marcador Európio

- Sinais mais fortes
- Alta estabilidade
- Interferências minimizadas



Diagnóstico Point of Care

- Rápido processamento da amostra
- Do paciente direto para o equipamento
- Identificação do dispositivo por QR code



Resultados rápidos

- Simples e fácil de usar
- Resultados quantitativos
- Resultados em até 15 minutos




Compacto e portátil


- Impressora embutida
- Livre de manutenção
- Excelente custo-benefício

PROCEDIMENTO SIMPLES E RÁPIDO


Processamento da amostra em poucas etapas (soro ou plasma).



1. Coletar amostra



2. Misturar no tubo com diluente



3. Adicionar mistura da amostra no dispositivo teste

CONHEÇA A LINHA DE TESTES

MARCADORES INFLAMATÓRIOS:

- PCR (Proteína C Reativa) canino
- SAA (Soro Amilóide A) felino

MARCADORES PANCREÁTICOS:

- cPL (Lipase pancreática canina)
- fPL (Lipase pancreática felina)

MARCADORES HORMONAIS:

- Cortisol canino
- T4 Total canino/felino
- Progesterona canina
- TSH canino

MARCADORES PARA EQUINOS:

- Progesterona equina
- SAA (Soro Amilóide A) equino
- IgG de potro
- T4 Total equino

MARCADORES CARDÍACOS:

- Troponina I canina e felina
- NT-proBNP canino e felino

MARCADOR RENAL:

- SDMA (Dimetilarginina simétrica) canino/felino

MARCADOR DE COAGULAÇÃO:

- Dímero-D canino



Acesse o QR CODE e conheça
a tecnologia em ação