

CoagVet ECO POC



Uso Veterinário



Diagnóstico *Point of Care*

Plataforma portátil, com tela *Touch screen* para realização de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa)

Características

- Dispositivo portátil, leve e de fácil manuseio
- Ausência de interferentes pré analíticos
- Sangue total fresco ou sangue total em citrato
- Scanner de QR code
- Controle de qualidade integrado
- Controle de temperatura integrado
- Não necessita calibração
- Tiras armazenadas em temperatura ambiente, prontas para uso
- Excelente correlação com resultados em laboratório
- < 7 minutos para TP e TTPa
- Menor volume de amostra
- Intervalos de referência flexíveis

Monitor

Dimensões	3,5" LCD colorido
Leitor	QR code

Software

Idioma	Menu multilíngue Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, polonês
--------	--

Capacidade de Memória

Registro de Pacientes	Armazena até 2000 pacientes e 500 dados brutos
-----------------------	---

Performance

Faixa de Medição	Faixa TP: 5 a 75 segundos Faixa TTPa: 6,5 a 500 segundos
------------------	---

Especificações

Dimensões	148mm x 70mm x 26mm (C×L×A)
Peso	203g
Condições operacionais	Temperatura: 10 a 35 °C Umidade relativa: 10 a 90 %
Fonte	100V-240V AC Bateria de lítio integrada 2,500mAh

CoagStrip Tp/TTPa Combo

Point of Care uso profissional



Espécies

- Canina
- Felina

Tipo de Amostra

- Sangue total fresco
- Sangue total em citrato

Volume de amostra

- 10 µL

Limite de leitura

- TP: 10 a 80 segundos
- TTPa: 10 a 420 segundos

Precisão

- CV <5,0 %

Prazo de validade

- 12 meses de 15 a 30 °C

Apresentação

- Kit com 10 tiras

Intervalo de referência

Canino

TP	12 a 17 segundos
TTPa	96 a 116 segundos

Felino

TP	15 a 20 segundos
TTPa	96 a 124 segundos

