



# Vcheck Painel Equino

## Conheça o Vcheck V200 Analisador de Imunoensaio Fluorescente

- Simples e fácil de usar
- Rápido processamento da amostra
- Resultados em até 15 minutos
- Portátil e de fácil transporte



# MENU DE TESTES PARA EQUINOS

## Progesterona Equina

Determinação do ciclo estral e dos níveis de progesterona em éguas prenhas

- ✓ Análise de progesterona no local, facilitando a tomada de decisão
- ✓ Avaliação do corpo lúteo durante o início da gestação
- ✓ Monitoramento da progesterona durante a gestação

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ≤ 2,0 ng/mL (≤6,36 nmol/L) | > 2,0 ng/mL (> 6,36 nmol/L) |
| Baixo                      | Alto (gestação)             |



**Amostra:** Soro, plasma (Heparina)

**Tempo de Teste:** 15 minutos

**Faixa de Medição:** 1 ~ 30 ng/mL

## Soro Amilóide A Equino

Avaliação do nível de inflamação em cavalos

- ✓ Detecção precoce da presença de inflamação
- ✓ Monitoramento dos efeitos pós-operatórios e recuperação
- ✓ Monitoramento sequencial da resposta ao tratamento

|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| < 10mg/L | 10 - 20mg/L   | > 20mg/L |
| Normal   | Indeterminado | Alterado |



**Amostra:** Soro, plasma (Heparina)

**Tempo de Teste:** 5 minutos

**Faixa de Medição:** 10 ~ 1.000 mg/L

## IgG de Potro

Determinação da concentração ideal de anticorpos IgG no potro neonato

- ✓ Avaliação do nível imunológico de um potro neonato
- ✓ Avaliação da qualidade do colostro da égua após o parto
- ✓ Monitoramento do nível imunológico em série após o tratamento

|                                         |                                                 |                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| < 400mg/dL                              | 400 - 800mg/dL                                  | > 800mg/dL                                  |
| Falha de transferência passiva no potro | Falha parcial de transferência passiva no potro | Transferência passiva bem-sucedida no potro |



**Amostra:** Soro, plasma (EDTA)

**Tempo de Teste:** 5 minutos

**Faixa de Medição:** 100 ~ 1.000 mg/dL